

MEDE TECHNIK

HANDGRIFFE **BLAU**

XC.601.10



XC.610.10



XC.615.12



XC.620.12



XC.625.12



XC.620.14

XC.621.14



Ohne
Schlagplatte

Mit
Schlagplatte

Abbildungen sind **1:1**

... das Material der Zukunft

für den Einsatz in orthopädischen Anwendungen.

Vorzüge dieses Thermoplasten:

- » Laserbeschriftbar
- » Konformität FDA / USP VI / ISO 10993
- » Autoklavierbar
- » Exzellente Resistenz gegenüber Säuren und Laugen

Wir bieten Ihnen diese Griffmodelle sowohl als Reparaturersatz als auch als Handelsware an.

